



Porcentajes de reducción telas 1, 2 y 3 frente a *Staphylococcus intermedius*.

	% Reducción		
	Tela 1	Tela 2	Tela 3
<i>Staphylococcus intermedius</i> ChFC B01	97.8%	98.8%	97%

* con duplicados.

Porcentajes de reducción telas 1, 2 y 3 frente a *Microsporum canis* a las 24 y 48 horas de incubación en agitación.

	% Reducción					
	Tela 1		Tela 2		Tela 3	
	24 H	48 H	24 H	48 H	24 H	48 H
<i>M. canis</i> ChFC 4009	84.6	95	80	89	82	91
<i>M. canis</i> ChFC D01-bob	79.7	95	81	92	81	92

* con duplicados.

Dr. Eduardo Álvarez Duarte

Unidad Micología – Hongos Filamentosos

ICBM – Universidad de Chile



Los resultados del presente informe están asociados exclusivamente a los materiales o muestras que fueron evaluados. Asimismo, están condicionados al microorganismo y cepa aquí detalladD.